

Istruzioni per l'uso ZFN-IFU		
Data di revisione: 23 luglio 2009	Revisione: 3	Pagina 1 di 1

Casella postale 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - [www.scytek.com](http://www.scytek.com)

## Soluzione di formalina di zinco

**Descrizione:** La soluzione di formalina di zinco è un fissativo tissutale per le procedure di routine e in varie procedure speciali di colorazione.

**Usi/Limitazioni:** Solo per uso diagnostico in vitro.  
Applicazioni istologiche.  
Fare non Utilizzare la data di scadenza precedente.  
Prestare attenzione quando si maneggiano questi reagenti.

**Disponibilità/Contenuto:**

<u>Articolo #</u>	<u>Volume</u>
ZFN125	Confezione da 125 ml
ZFN500	Flacone da 500 ml
ZFN999	Flacone da 1000 ml


**ph:** 4.0 (Regolare se lo si desidera).


**Immagazzinamento:** Conservare a temperatura ambiente.


**Procedura (standard):**

1. Taglia l'esemplare alla dimensione pratica più piccola.
2. Coprire il tessuto con una quantità di liquido pari a 20 volte il volume del campione.
3. I tempi di fissazione variano da 5 a 48 ore a seconda delle dimensioni del campione.

**Precauzioni:** Veleno. Non assumere internamente.

Conservazione: 18° C  25° C

 ScyTek Laboratories, Inc.  
205 South 600 West  
Logan, UT 84321  
U.S.A.

CE 

  
Emergo Europe  
Westervoortsewijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands